



VOOR EEN
KWETSBARE
HUID



#HealingMeSoftly

Leukoplast skin sensitive assortiment
**Betrouwbare hechting, zacht en pijnloos
te verwijderen.**

Leukoplast®

Wound care in best hands

Een kwetsbare huid: een dagelijkse uitdaging

Fixerende verbandmiddelen veroorzaken vaak wondjes tijdens het aanbrengen. Die wondjes veroorzaken onnodige pijn, ontstekingen, extra zorg en kosten. Dit is makkelijk te voorkomen met atraumatische wondverbanden.

*Welke patiëntengroepen worden
in het bijzonder getroffen?*



Oudere patiënten



Baby's en jonge kinderen



Patiënten van wie de huid is
aangetast door medicatie



Patiënten die hun verbanden
frequent vervangen




Patiënten met een
kwetsbare huid door ziekte





Beschadigde huid door fixatieverbanden: ernstiger dan het lijkt

Wondjes na een traumatische verwijdering van fixatieverbanden lijken slechts een klein probleem. Maar het komt dagelijks voor en eist later zijn tol. Over het algemeen loopt de prevalentie van huidscheurtjes op tot 22%.¹



Algemene prevalentie
van huidscheurtjes

Veiligere en efficiëntere behandeling van een kwetsbare huid

Leukoplast *skin sensitive* vermindert het risico op een beschadigde huid door het gebruik van fixatieverbanden en bespaart u op die manier veel behandelingstijd en -kosten.



Leukoplast *skin sensitive* technologie zorgt voor:

Betrouwbare kleefkracht

Atraumatische verwijdering

Mogelijke herpositionering

Minimale pijn bij verwijdering

¹Strazzieri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL: Skin tear prevalence and associated factors: a systematic review. Rev Esc Enferm USP; 2015 Aug; 49 (4): 674-80



Wondverbanden op basis van siliconen

Leukoplast *skin sensitive* producten combineren atraumatische verwijdering en betrouwbare kleefkracht. De reden hiervoor is het gebruik van siliconen in plaats van acryl of zelfs rubber. Siliconen hebben een goede kleefkracht, maar 'plakken' niet aan de huid zoals traditionele kleefstoffen.



Standaard kleefstoffen

- In het begin slechts een beperkt huidcontact
- Vereist een hogere kleefkracht
- Warmt op na een tijdje en vult de leegten op, waardoor de hechting toeneemt




Siliconen kleefstoffen

- Hebben een lage oppervlaktespanning, waardoor ze vanaf het begin in contact komen met het hele huidoppervlak
- Minder kleefkracht nodig voor een veilige hechting
- Vereisen minder trekkracht bij verwijdering

Productprestaties overtuigen patiënten en gebruikers

Een studie van Fixomull skin sensitive vond plaats onder klinische routineomstandigheden gedurende een periode van 1 tot 7 dagen in 4 Duitse ziekenhuizen of privépraktijken met 57 patiënten, van wie 35 patiënten met een kwetsbare of beschadigde huid.¹

Belangrijke conclusies voor patiënten met een kwetsbare of beschadigde huid:



Bespaart tijd en kosten

Wonden kosten tijd en geld. Vermijdbare wonden veroorzaken vermijdbare kosten. Elke keer dat een traditionele kleefstof zorgt voor een huidscheurtje, betaalt de patiënt extra kosten.

Uit een studie² in Duitsland blijkt dat producten op basis van siliconen de kosten voor behandelingstijd en -materialen verlagen. De deelnemende ziekenhuizen bespaarden gemiddeld meer dan € 80 per patiënt.

De besparingen dankzij de Leukoplast *skin sensitive* producten zijn duidelijk.

Berekening van de kosten door wondjes bij het gebruik van fixatieverbanden



¹ Prospective, multicenter, observational study to evaluate the product characteristics of an adhesive fixation dressing, tested product: Fixomull(R) skin sensitive, sponsored by Essity, 2017; data on file ² Maene: Hidden costs of medical tape induced skin injuries; Wounds UK; 2013; 9 (1) ³ For the whole duration of the treatment

Nu een nog groter aanbod

Het Leukoplast *skin sensitive* assortiment biedt een atraumatische oplossing voor de meeste toepassingen:



Fixatieproducten



niet steriel

Leukoplast®

Fixomull® *skin sensitive* fixatie voor grote oppervlakten

Voor een veilige fixatie van wondbedekking of secundaire fixatie van medische hulpmiddelen

- Veilige fixatie van wondbedekking
- Maximaal draagcomfort
- Ademt om huidmaceraties te voorkomen
- Gemakkelijk aan te passen aan de nodige grootte



niet steriel

Leukoplast® *skin sensitive* kleefpleister

Voor een veilige fixatie van wondbedekking of secundaire fixatie van medische hulpmiddelen

- Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Antimicrobiële spoel en klemring



steriel

Leukoplast®

Leukomed® *skin sensitive* absorberend verband

Voor wondbescherming op kwetsbare of gevoelige huid

- Huidvriendelijk met atraumatische verwijdering
- Minimale pijn bij verwijdering van het verband
- Bedekt en beschermt wonden, zoals gesloten operatie-, snij- en schaafwonden
- Absorbeert bloed en wondvocht



steriel

Leukoplast®

Leukomed® T plus *skin sensitive* wondverband met transparante film

Voor veilige wondbescherming op kwetsbare huid


- Huidvriendelijke, atraumatische verwijdering
- Antibacteriële laag en waterdichte bescherming van chirurgische incisies
- Bedekt en beschermt oppervlakkige snijwonden, schaafwonden en lichte brandwonden
- Absorbeert bloed en wondvocht

Productoverzicht

Bestel nu - uw oplossing voor een kwetsbare en beschadigde huid

Fixatieproducten	Fixomull skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	CNK	Inhoud
		2 m x 10 cm	79965-04	3455-953	1 rol
		5 m x 5 cm	79965-01	3455-920	1 rol
		5 m x 10 cm	79965-02	3455-938	1 rol
		5 m x 15 cm	79965-03	3455-946	1 rol
	Leukoplast skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	CNK	Inhoud
		1,25 cm x 2,6 m (deksel)	76173-00	3813-706	24 per doos
		2,5 cm x 2,6 m (deksel)	76173-01	3813-714	12 per doos
		2,5 cm x 2,6 m (spool)	76175-00	3813-722	12 per doos
		2,5 cm x 1 m (deksel)	76173-06	3813-730	12 per doos
Postoperatieve verbanden	Leukomed T plus skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	CNK	Inhoud
		5 cm x 7,2 cm	76178-00	3958-642	5 verbanden per doos
		8 cm x 10 cm	76178-01	3958-659	5 verbanden per doos
		8 cm x 15 cm	76178-02	3958-675	5 verbanden per doos
		10 cm x 25 cm	76178-03	3958-667	5 verbanden per doos
	Leukomed skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	CNK	Inhoud
		5 cm x 7,2 cm	71239-04	4349-940	5 verbanden per doos
		8 cm x 10 cm	71239-05	4349-957	5 verbanden per doos
		8 cm x 15 cm	71239-06	4352-290	5 verbanden per doos
		10 cm x 25 cm	71239-07	4352-308	5 verbanden per doos
		5 cm x 7,2 cm	71239-08	4352-332	10 verbanden per doos
		8 cm x 10 cm	71239-09	4352-340	10 verbanden per doos
		8 cm x 15 cm	71239-10	4352-365	10 verbanden per doos
		10 cm x 25 cm	71239-11	4352-357	10 verbanden per doos

LEUKOPLAST_Skin sensitive brochure 2022_NL
Essity Belgium SA-NV
Leukoplast Skin sensitive brochure_NL
VERPAKKINGSGROFTELD: 10



Leukoplast®,
an Essity brand

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b boîte 3,
1831 Diegem



Wound care in best hands